

DONJOY®

**La vie est belle,
même avec une attelle !**

Nouvelle Gamme Poignet





Nouvelle Gamme Poignet **XForm**

La main est un formidable outil de préhension qui nous permet de saisir et de manipuler des objets de toutes formes. Le pouce, qui a la faculté de s'opposer aux quatre autres doigts, joue un rôle déterminant pour former une pince capable de réaliser des prises de force (frapper avec un marteau) ou de finesse (saisir une aiguille).

Le saviez-vous ?



- On enregistre chaque année en France 1 400 000 blessures de la main.
- 20% des femmes de plus de 50 ans sont touchées par la rhizarthrose.
- Les fractures du poignet sont très fréquentes et surviennent principalement chez les enfants et les personnes âgées chez lesquelles l'ostéoporose est un facteur favorisant.



- Les sports pour lesquels les blessures à la main ou au poignet sont les plus fréquentes : Sports de contact et de ballon.

Les différents types d'attelles

Types d'attelles	Indications
<ul style="list-style-type: none">• Attelles de Poignet-Main Permettent l'immobilisation plus ou moins stricte des articulations du poignet et carpométacarpiennes.	Entorses et traumatismes du poignet, convalescence post-opératoire, syndrome du canal carpien et tendinopathies.
<ul style="list-style-type: none">• Attelles de Poignet et Pouce Visent à immobiliser le poignet et la colonne du pouce.	Lésion traumatique ou pathologie du poignet et du pouce.
<ul style="list-style-type: none">• Attelles de Pouce Réduisent la mobilité et augmentent la stabilité des articulations métacarpo-phalangiennes et trapézo-métacarpiennes.	Rhizarthrose et entorses bénignes du pouce.
<ul style="list-style-type: none">• Attelles de Doigts Permettent d'immobiliser les phalanges.	Fractures, luxations ou entorses touchant un ou plusieurs doigts.

Nouvelle grille de lecture

- 9 attelles.
- 1 orthèse = 1 indication en 1^{ère} intention.



DuoForm™



DuoForm+™



RespiForm™



RespiForm+™



DigiForm™



DigiForm+™



ErgoForm™



CarpaForm™



RhizoForm™

Nouveau design : harmonie et élégance

- Une désignation mnémotechnique **XForm**.
- Une palette de couleur identique : rouge et noir.
- Répond à la norme NF S97-118 élaborée par BNITH/Santé à la demande de l'AFNOR (Association Française de Normalisation) et éditée en octobre 2017.



Matériaux innovants

- Notre ligne directrice : confort, légèreté et respirabilité... tout en offrant un maintien optimum.

Pensée pour vos patients

- Conformable pour s'adapter à la morphologie de tous les patients.
- Une prise de mesures commune : mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.

Une Nouvelle Gamme **Complète et Optimisée**

PRINCIPE :

- Immobilisation ou stabilisation d'une ou plusieurs articulations tout en conservant une fonction optimale des structures anatomiques environnantes.

LES + :

- 5 modèles sur 9 sont bilatéraux
- Innovation : bouton d'arrêt « Strap-stop »
- Conforme à la norme NF S97-118 - Orthèses du membre supérieur
- **RhizoForm™** produit nouvelle génération
- **CarpaForm™** pour le repos nocturne, notamment des fléchisseurs du poignet

POIGNET

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

- Syndrome de canal carpien.
- Téo-synovites, tendinopathies.



POIGNET- POUCE

- Entorses et traumatismes du poignet et du pouce.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

- Rhizarthrose.
- Téo-synovites, tendinopathies.



POUCE

- Rhizarthrose



- Entorses et luxations du pouce.



DOIGTS (hors pouce)

1 à 2 doigts :

- Entorses, luxations ou fractures non déplacées (P2/P3).
- Immobilisation pré ou post-opératoire.



POIGNET- DOIGTS (hors pouce)

3 à 4 doigts :

- Entorses, luxations ou fractures des doigts (P2/P3).
- Immobilisation pré ou post-opératoire.





Attelle de poignet

DuoForm™

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :


- **Large amplitude d'ouverture (pansement).**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 104 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Large amplitude d'ouverture (pansements...).

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



Prescrire : DuoForm™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 56,64€ TTC - L.P.P.R. 2159526



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
DuoForm™	Pédiatrique/XS	82-96130	0190446291558
DuoForm™	S	82-96132	0190446291565
DuoForm™	M	82-96133	0190446291572
DuoForm™	L	82-96134	0190446291589
DuoForm™	XL	82-96135	0190446291596



Attelle de poignet-pouce **DuoForm+™**

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet et du pouce.
- Tendinopathies.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :


- **Large amplitude d'ouverture (pansement).**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôler l'amplitude de mouvement.
- L'éclisse de pouce en aluminium est semi-rigide, amovible, conformable et repositionnable pour permettre la réversibilité de l'attelle.
- Crochets soudés sur toutes les sangles.
- Tissu principal 3D pour un meilleur confort.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 130 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Eclisse de pouce en aluminium amovible, conformable et repositionnable

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



Prescrire : DuoForm+™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. 2189800



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
DuoForm+™	Pédiatrique/XS	82-96140	0190446291602
DuoForm+™	S	82-96142	0190446291619
DuoForm+™	M	82-96143	0190446291626
DuoForm+™	L	82-96144	0190446291633
DuoForm+™	XL	82-96145	0190446291640



Attelle de poignet **RespiForm™**

Indications :

- Entorses et traumatismes du poignet.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

Caractéristiques :


- **Design anatomique ajusté.**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt "Strap-stop" sur chaque sangle.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales en aluminium :
 - 1 semi-rigide côté pouce
 - 1 type spirale côté styloïde
- Tissu Ozone pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 104 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Tissu Ozone : confort et respirabilité

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



**Prescrire : RespiForm™ DonJoy®
Remboursé S.S.**

Base de remboursement 56,64€ TTC - LPPR 2159526



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
RespiForm™ Droite	Pédiatrique/XS	82-96160	0190446297987
RespiForm™ Droite	S	82-96162	0190446295563
RespiForm™ Droite	M	82-96163	0190446297994
RespiForm™ Droite	L	82-96164	0190446298007
RespiForm™ Droite	XL	82-96165	0190446298014
RespiForm™ Gauche	Pédiatrique/XS	82-96150	0190446297949
RespiForm™ Gauche	S	82-96152	0190446295525
RespiForm™ Gauche	M	82-96153	0190446297956
RespiForm™ Gauche	L	82-96154	0190446297963
RespiForm™ Gauche	XL	82-96155	0190446297970



Attelle de poignet-pouce **RespiForm+™**

Indications :


- Entorses et traumatismes du pouce et du poignet.
- Tendinopathies.
- Rhizarthrose.
- Immobilisation pré et post-opératoire.

Caractéristiques :

- **Design anatomique ajusté.**
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage et boucles au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt "Strap-stop" sur chaque sangle.
- Système de serrage du pouce assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Eclisse palmaire en aluminium ergonomique et semi-rigide pour contrôler la flexion.
- 2 éclisses dorsales en aluminium de type spirale.
- Eclisse de pouce en aluminium conformable et au design anatomique.
- Tissu Ozone pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Tissu de recouvrement soudé.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 116 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



**Prescrire : RespiForm+™ DonJoy®
Remboursé S.S.**

Base de remboursement 53,18€ TTC - L.P.P.R. 2189800

Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
RespiForm+™ Droite	Pédiatrique/XS	82-96180	0190446298175
RespiForm+™ Droite	S	82-96182	0190446298182
RespiForm+™ Droite	M	82-96183	0190446298199
RespiForm+™ Droite	L	82-96184	0190446298205
RespiForm+™ Droite	XL	82-96185	0190446298212
RespiForm+™ Gauche	Pédiatrique/XS	82-96170	0190446298120
RespiForm+™ Gauche	S	82-96172	0190446298137
RespiForm+™ Gauche	M	82-96173	0190446298144
RespiForm+™ Gauche	L	82-96174	0190446298151
RespiForm+™ Gauche	XL	82-96175	0190446298168



Attelle de doigts


DigiForm™

Indications :

- Entorses et luxations de doigts (1 à 2 doigts).
- Fractures non déplacées de doigts (1 à 2 doigts) au niveau P2/P3.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.


Caractéristiques :

- Design profilé et épuré totalement ajustable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Boucle au poignet permettant un réglage personnalisé.
- Sangles des doigts et palmaire amovibles et repositionnables.
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Coiffe anti-choc au niveau de la dernière phalange.
- Eclisse en aluminium conformable pour s'adapter au besoin du patient.
- Doublure en velours.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 75 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (de Pédiatrique/XS à L/XL).



Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



Prescrire : DigiForm™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 39,86€ TTC - L.P.P.R. 2154032



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
DigiForm™	Pédiatrique/XS	82-96200	0190446295730
DigiForm™	S/M	82-96202	0190446295754
DigiForm™	L/XL	82-96203	0190446295761



Attelle de poignet-doigts **DigiForm+**™

Indications :

- Entorses et luxations de doigts (3 doigts et plus).
- Fractures de doigts (3 doigts et plus) au niveau P2/P3.
- Immobilisation pré ou post-opératoire.

Caractéristiques :


- **Eclisse de doigts ajustable pour une immobilisation sélective de 3 ou 4 doigts.**
- Eclisse dorsale en aluminium repositionnable pour un meilleur confort et contrôle de l'amplitude de mouvement.
- Livré avec 2 chaussettes de protection de l'éclisse de doigts permettant une hygiène optimale.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 4 sangles de serrage et boucles au poignet, assurant une immobilisation optimale.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 139 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique/XS à XL).



Eclisse de doigts ajustable pour 3 ou 4 doigts

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



**Prescrire : DigiForm+™ DonJoy®
Remboursé S.S.**

Base de remboursement 58,32€ TTC - L.P.P.R. 2116741



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
DigiForm+™	Pédiatrique/XS	82-96210	0190446295778
DigiForm+™	S	82-96212	0190446295808
DigiForm+™	M	82-96213	0190446295815
DigiForm+™	L	82-96214	0190446295822
DigiForm+™	XL	82-96215	0190446295839



Attelle de pouce

ErgoForm™

Indications :

- Entorses et luxations du pouce.
- Rhizarthrose.

Caractéristiques :


- Eclisse de pouce aluminium semi-rigide et confortable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt "Strap-stop" sur la sangle du poignet.
- Sangle de serrage au niveau du pouce, assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Tissu Ozone pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 48 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 2 tailles (T1 et T2).



Tissu Ozone : confort et respirabilité

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



Prescrire : ErgoForm™ DonJoy®

Remboursé S.S.

Base de remboursement 43,32€ TTC - L.P.P.R. 2139943



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
ErgoForm™	T1	82-96191	0190446298229
ErgoForm™	T2	82-96192	0190446298236



Attelle de poignet

CarpaForm™

Indications :


- Syndrome de canal carpien.
- Téo-synovites, tendinopathies.

Caractéristiques :

- **Structure "exosquelette"**
- Évidement de décompression au niveau du canal carpien permettant un soulagement.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable avec 3 sangles de serrage assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt "Strap-stop" sur chaque sangle.
- Position neutre (port nocturne).
- Attelle totalement conformable.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids 92 g.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 3 tailles (de S à L).

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



Prescrire : CarpaForm™ DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 41,64€ TTC - L.P.P.R. 2182755



Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
CarpaForm™ Droite	S	82-96232	0190446296010
CarpaForm™ Droite	M	82-96233	0190446296027
CarpaForm™ Droite	L	82-96234	0190446296034
CarpaForm™ Gauche	S	82-96222	0190446295983
CarpaForm™ Gauche	M	82-96223	0190446295990
CarpaForm™ Gauche	L	82-96224	0190446296003



Attelle de pouce

RhizoForm™

Indications :

- Rhizarthrose.


Caractéristiques :

- Structure "exosquelette" anatomique pour un maintien accru.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt "Strap-stop" sur la sangle du poignet.
- Attelle conformable et aérée.
- Port diurne.
- Poignet libre de mouvement.
- Doublure interne On-Steam®, matière antibactérienne, hypoallergénique, anti-odeur et thermorégulateur.
- Ultra légère (poids 23 g).
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 2 tailles (S/M et L/XL).



Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.



Prescrire : RhizoForm™ DonJoy®
Remboursé S.S.

Base de remboursement 43,32€ TTC - L.P.P.R. 2139943

Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
RhizoForm™ Droite	S/M	82-96292	0190446301714
RhizoForm™ Droite	L/XL	82-96293	0190446301721
RhizoForm™ Gauche	S/M	82-96242	0190446301738
RhizoForm™ Gauche	L/XL	82-96243	0190446301707

Prises de mesures

Nouvelle Gamme

Poignet DonJoy® 2018

Attelle	Bilatéralité	Taille	Circ. de Poignet
DuoForm™	OUI	Pédiatrique/XS	11-14 cm
DuoForm+™	OUI	S	14-16 cm
RespiForm™	NON	M	16-19 cm
RespiForm+™	NON	L	19-21 cm
DigiForm+™	OUI	XL	21-24 cm
RhizoForm™	NON	S/M	13,5-16,5 cm
		L/XL	16,5-20 cm
ErgoForm™	OUI	T1	14-18 cm
		T2	18-22 cm
DigiForm™	OUI	Pédiatrique/XS	11-15 cm
		S/M	15-19 cm
		L/XL	19-23 cm
CarpaForm™	NON	S	13-16,5 cm
		M	16,5-19,5 cm
		L	19,5-25 cm

Taille et prise de mesures :

- Mesurer la circonférence au niveau du pli de flexion du poignet.




Tableau de Correspondance

Ancienne Gamme/**Nouvelle** Gamme

Poignet DonJoy 2018



Désignation	Taille	Code Article	Code ACL
FlexiForm™ Poignet			
FlexiForm™ Poignet	Pédiatrique	82-96030	3401099217183
FlexiForm™ Poignet	S	82-96032	3401099217244
FlexiForm™ Poignet	M/L	82-96033	3401099217305
FlexiForm™ Poignet	XL	82-96035	3401099217473
RespiForm™ Poignet			
RespiForm™ Poignet - Droite	XS	82-96061	3401099217992
RespiForm™ Poignet - Droite	S	82-96062	3401099218074
RespiForm™ Poignet - Droite	M	82-96063	3401099218135
RespiForm™ Poignet - Droite	L	82-96064	3401099218364
RespiForm™ Poignet - Droite	XL	82-96065	3401099218425
RespiForm™ Poignet - Gauche	XS	82-96051	3401099218593
RespiForm™ Poignet - Gauche	S	82-96052	3401099218654
RespiForm™ Poignet - Gauche	M	82-96053	3401099218715
RespiForm™ Poignet - Gauche	L	82-96054	3401099218883
RespiForm™ Poignet - Gauche	XL	82-96055	3401099218944
Lace Up Court			
Lace Up - Droite	XS	82-87202	3401095084734
Lace Up - Droite	S	82-87203	3401095084963
Lace Up - Droite	M	82-87205	3401095085045
Lace Up - Droite	L	82-87207	3401095085106
Lace Up - Droite	XL	82-87208	3401095085274
Lace Up - Gauche	XS	82-87212	3401095085335
Lace Up - Gauche	S	82-87213	3401095085564
Lace Up - Gauche	M	82-87215	3401095085625
Lace Up - Gauche	L	82-87217	3401095085793
Lace Up - Gauche	XL	82-87218	3401095085854
Lace Up Long			
Lace Up - Droite	XS	82-87222	3401095085915
Lace Up - Droite	S	82-87223	3401095086165
Lace Up - Droite	M	82-87225	3401095086226
Lace Up - Droite	L	82-87227	3401095086394
Lace Up - Droite	XL	82-87228	3401095086455
Lace Up - Gauche	XS	82-87232	3401095086516
Lace Up - Gauche	S	82-87233	3401095086684
Lace Up - Gauche	M	82-87235	3401095086745
Lace Up - Gauche	L	82-87237	3401095086806
Lace Up - Gauche	XL	82-87238	3401095086974
Silcast			
Silcast - Droite	S	POL42D1	3401079436504
Silcast - Droite	M	POL42D2	3401079436672
Silcast - Droite	L	POL42D3	3401079436733
Silcast - Gauche	S	POL42G1	3401079436962
Silcast - Gauche	M	POL42G2	3401079437044
Silcast - Gauche	L	POL42G3	3401079437105
Quick Fit Poignet			
Quick Fit Poignet - Droite	Standard	81-87460	3401095084673
Quick Fit Poignet - Droite	XL	81-87461	3401066657691
Quick Fit Poignet - Gauche	Standard	81-87470	3401095084505
Quick Fit Poignet - Gauche	XL	81-87471	3401066504438
FlexiForm™ Poignet-Pouce			
FlexiForm™ Poignet-Pouce	S	82-96042	34010 99217534
FlexiForm™ Poignet-Pouce	M/L	82-96043	34010 99217763
FlexiForm™ Poignet-Pouce	XL	82-96045	34010 99217824

Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
DuoForm™			
DuoForm™	Pédiatrique/XS	82-96130	0190446291558
DuoForm™	S	82-96132	0190446291565
DuoForm™	M	82-96133	0190446291572
DuoForm™	L	82-96134	0190446291589
DuoForm™	XL	82-96135	0190446291596
RespiForm™			
RespiForm™ - Droite	Pédiatrique/XS	82-96160	0190446297987
RespiForm™ - Droite	S	82-96162	0190446295563
RespiForm™ - Droite	M	82-96163	0190446297994
RespiForm™ - Droite	L	82-96164	0190446298007
RespiForm™ - Droite	XL	82-96165	0190446298014
RespiForm™ - Gauche	Pédiatrique/XS	82-96150	0190446297949
RespiForm™ - Gauche	S	82-96152	0190446295525
RespiForm™ - Gauche	M	82-96153	0190446297956
RespiForm™ - Gauche	L	82-96154	0190446297963
RespiForm™ - Gauche	XL	82-96155	0190446297970
RespiForm™			
RespiForm™ - Droite	Pédiatrique/XS	82-96160	0190446297987
RespiForm™ - Droite	S	82-96162	0190446295563
RespiForm™ - Droite	M	82-96163	0190446297994
RespiForm™ - Droite	L	82-96164	0190446298007
RespiForm™ - Droite	XL	82-96165	0190446298014
RespiForm™ - Gauche	Pédiatrique/XS	82-96150	0190446297949
RespiForm™ - Gauche	S	82-96152	0190446295525
RespiForm™ - Gauche	M	82-96153	0190446297956
RespiForm™ - Gauche	L	82-96154	0190446297963
RespiForm™ - Gauche	XL	82-96155	0190446297970
RespiForm™			
RespiForm™ - Droite	Pédiatrique/XS	82-96160	0190446297987
RespiForm™ - Droite	S	82-96162	0190446295563
RespiForm™ - Droite	M	82-96163	0190446297994
RespiForm™ - Droite	L	82-96164	0190446298007
RespiForm™ - Droite	XL	82-96165	0190446298014
RespiForm™ - Gauche	Pédiatrique/XS	82-96150	0190446297949
RespiForm™ - Gauche	S	82-96152	0190446295525
RespiForm™ - Gauche	M	82-96153	0190446297956
RespiForm™ - Gauche	L	82-96154	0190446297963
RespiForm™ - Gauche	XL	82-96155	0190446297970
CarpaForm™			
CarpaForm™ - Droite	S	82-96232	0190446296010
CarpaForm™ - Droite	M	82-96233	0190446296027
CarpaForm™ - Droite	L	82-96234	0190446296034
CarpaForm™ - Gauche	S	82-96222	0190446295983
CarpaForm™ - Gauche	M	82-96223	0190446295990
CarpaForm™ - Gauche	L	82-96224	0190446296003
DuoForm™			
DuoForm™	Pédiatrique/XS	82-96130	0190446291558
DuoForm™	S	82-96132	0190446291565
DuoForm™	M	82-96133	0190446291572
DuoForm™	L	82-96134	0190446291589
DuoForm™	XL	82-96135	0190446291596
DuoForm™	Pédiatrique/XS	82-96130	0190446291558
DuoForm™	S	82-96132	0190446291565
DuoForm™	M	82-96133	0190446291572
DuoForm™	L	82-96134	0190446291589
DuoForm™	XL	82-96135	0190446291596
DuoForm+™			
DuoForm+™	Pédiatrique/XS	82-96140	0190446291602
DuoForm+™	S	82-96142	0190446291619
DuoForm+™	M	82-96143	0190446291626
DuoForm+™	L	82-96144	0190446291633
DuoForm+™	XL	82-96145	0190446291640

Désignation	Taille	Code Article	Code ACL
RespiForm™ Poignet-Pouce			
RespiForm™ Poignet-Pouce - Droite	XS	82-96081	34010 99219026
RespiForm™ Poignet-Pouce - Droite	S	82-96082	34010 99219194
RespiForm™ Poignet-Pouce - Droite	M	82-96083	34010 99219255
RespiForm™ Poignet-Pouce - Droite	L	82-96084	34010 99219316
RespiForm™ Poignet-Pouce - Droite	XL	82-96085	34010 99219484
RespiForm™ Poignet-Pouce - Gauche	XS	82-96071	34010 99219545
RespiForm™ Poignet-Pouce - Gauche	S	82-96072	3401099219606
RespiForm™ Poignet-Pouce - Gauche	M	82-96073	34010 99219774
RespiForm™ Poignet-Pouce - Gauche	L	82-96074	34010 99219835
RespiForm™ Poignet-Pouce - Gauche	XL	82-96075	3401099220084
Quick Fit Poignet-Pouce			
Quick Fit Poignet-Pouce - Droite	Standard	79-87480	3401099574903
Quick Fit Poignet-Pouce - Droite	XL	81-87581	3401548912430
Quick Fit Poignet-Pouce - Gauche	Standard	79-87490	3401099575092
Quick Fit Poignet-Pouce - Gauche	XL	81-87591	3401521372008
Pol'Ax			
Pol'Ax 1	S	POL10S	3401073153100
Pol'Ax 1	M	POL10M	3401073153278
Pol'Ax 1	L	POL10L	3401073153339
Thumb-O-Prene			
Thumb-O-Prene	Standard	82-82700	3401095087056
Thumb-O-Prene	XL	82-82701	3401066518855
Confort Doigt			
Confort Doigt - Droite	S	POL48D1	3401042990880
Confort Doigt - Droite	M	POL48D2	3401042990941
Confort Doigt - Droite	L	POL48D3	3401042991023
Confort Doigt - Droite	XL	POL48D4	3401043009406
Confort Doigt - Gauche	S	POL48G1	3401042991191
Confort Doigt - Gauche	M	POL48G2	3401042991252
Confort Doigt - Gauche	L	POL48G3	3401042991313
Confort Doigt - Gauche	XL	POL48G4	3401043009345
Immo Splint			
Immo Splint	S	82-87123	3401095087117
Immo Splint	M	82-87125	3401095087285
Immo Splint	L	82-87127	3401095087346

Désignation	Taille	Code Article	Code GTIN
RespiForm+™			
RespiForm+™ - Droite	Pédiatrique/XS	82-96180	0190446298175
RespiForm+™ - Droite	S	82-96182	0190446298182
RespiForm+™ - Droite	M	82-96183	0190446298199
RespiForm+™ - Droite	L	82-96184	0190446298205
RespiForm+™ - Droite	XL	82-96185	0190446298212
RespiForm+™ - Gauche	Pédiatrique/XS	82-96170	0190446298120
RespiForm+™ - Gauche	S	82-96172	0190446298137
RespiForm+™ - Gauche	M	82-96173	0190446298144
RespiForm+™ - Gauche	L	82-96174	0190446298151
RespiForm+™ - Gauche	XL	82-96175	0190446298168
DuoForm+™			
DuoForm+™	Pédiatrique/XS	82-96140	0190446291602
DuoForm+™	S	82-96142	0190446291619
DuoForm+™	M	82-96143	0190446291626
DuoForm+™	L	82-96144	0190446291633
DuoForm+™	XL	82-96145	0190446291640
DuoForm+™	Pédiatrique/XS	82-96140	0190446291602
DuoForm+™	S	82-96142	0190446291619
DuoForm+™	M	82-96143	0190446291626
DuoForm+™	L	82-96144	0190446291633
DuoForm+™	XL	82-96145	0190446291640
ErgoForm™			
ErgoForm™	T1	82-96191	0190446298229
ErgoForm™	T2	82-96192	0190446298236
ErgoForm™			
ErgoForm™	T1	82-96191	0190446298229
ErgoForm™	T2	82-96192	0190446298236
DigiForm+™			
DigiForm+™	Pédiatrique/XS	82-96210	0190446295778
DigiForm+™	S	82-96212	0190446295808
DigiForm+™	M	82-96213	0190446295815
DigiForm+™	L	82-96214	0190446295822
DigiForm+™	XL	82-96215	0190446295839
DigiForm+™	Pédiatrique/XS	82-96210	0190446295778
DigiForm+™	S	82-96212	0190446295808
DigiForm+™	M	82-96213	0190446295815
DigiForm+™	L	82-96214	0190446295822
DigiForm+™	XL	82-96215	0190446295839
DigiForm™			
DigiForm™	Pédiatrique/XS	82-96200	0190446295730
DigiForm™	S/M	82-96202	0190446295754
DigiForm™	L/XL	82-96203	0190446295761
RhizoForm™			
RhizoForm™ - Droit	S/M	82-96292	0190446301714
RhizoForm™ - Droit	L/XL	82-96293	0190446301721
RhizoForm™ - Gauche	S/M	82-96242	0190446301738
RhizoForm™ - Gauche	L/XL	82-96243	0190446301707

NOUVEAU

Fabricant :
DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista
CA 92081-8553
USA

Distribué par :
DJO France S.A.S
Centre Européen de Fret
3 rue de Bethar
64990 Mouguerre
www.DJOglobal.fr
www.DJOselect.fr

Rejoignez-nous sur :

LinkedIn[®]
DJO France



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

*La Force du Mouvement.