

TRICYCLES

Tricycles orthopédiques pour adultes et enfants



Agence de Phalempin :
Tel : 03.28.55.07.98
Fax : 03.20.90.28.89

Agence de Cournon :
Tel : 04.73.60.82.40
Fax : 04.73.77.95.94

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

VHP, TRICYCLE A MANUEL OU PODALE, > OU = 38 CM ET < 90 CM, VERMEIREN
code LPP : 9222280*







*Les codes et montants LPP sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.


				Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
2202	AQUA, blanc et bleu. 2202 AQ		<input type="checkbox"/>	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	A partir de 2 ans. Distance sol-selle 50-64 cm Distance selle-pédale 39-52 cm
	SAFARI, orange et noir. 2202 SA		<input type="checkbox"/>	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	
2215	HAPPY (filles), rose et blanc. 2215 HA		<input type="checkbox"/>	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	A partir de 8 ans. Distance sol-selle 61-76 cm Distance selle-pédale 48-65 cm
	SPORTY (garçons), noir et rouge. 2215 SP		<input type="checkbox"/>	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	
2217	FREEDOM, blanc et rouge. 2217 FRWR		<input type="checkbox"/>	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	A partir de 14 ans. Distance sol-selle 72-86 cm Distance selle-pédale 59-78 cm
	FREEDOM, noir et vert. 2217 FRBG		<input type="checkbox"/>	598,27 €	631,17 €	631,17 €	9222280*	
2219	LAGOON, gris et gris foncé. 2219 LG		<input type="checkbox"/>	840,00 €	886,20 €	631,17 €	9222280*	Adulte Distance sol-selle 81-90 cm Distance selle-pédale 64-88 cm
	LAGOON, bordeaux et blanc. 2219 LBW		<input type="checkbox"/>	840,00 €	886,20 €	631,17 €	9222280*	
	VINTAGE Design, brun et beige 2219 VTBB		<input type="checkbox"/>	919,00 €	969,55 €	631,17 €	9222280*	

= Exécution standard

○ = Option sans supplément de prix

PIGNON								
Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	LPP	Code LPP	
Pignon fixe								 Vous pouvez pédaler en avant et en arrière
06	Pignon fixe	Tous modèles	S	○	-	-	-	
Pignon libre (sans option vitesse)								 Vous pouvez pédaler en avant uniquement
01+B1	Pignon libre + frein à disque	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	145,00 €	152,98 €	-	-	
Pignon libre (avec option 3 ou 7 vitesses)								
03	Pignon libre + option 3 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	233,77 €	246,63 €	-	-	
07	Pignon libre + option 7 Vitesses (système frein Torpedo inclus)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	318,78 €	336,31 €	-	-	
FREIN SUPPLEMENTAIRE								
B1	Frein à disque sur roue arrière	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	180,89 €	190,84 €	-	-	 B1
02	Freins Torpedo (frein à rétro-pédalage) uniquement avec pignon libre, pédalage vers l'avant uniquement	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	135,48 €	142,93 €	-	-	
GUIDONS								
S1	Guidon classique	Tous modèles	S	○	-	-	-	 S1 S2 S3
S2	Guidon plat	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
S3	Guidon city (standard sur le vintage)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	○	-	-	-	
S4	Poignée rectangulaire	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	83,69 €	88,29 €	-	-	 S4 S6
S6	Potence longue de guidon (30 cm) standard sur le 2217 et 2219	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	35,87 €	37,84 €	-	-	
S5	Potence de guidon réglable	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	57,12 €	60,26 €	-	-	
D1	Butée directionnelle	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	62,43 €	65,86 €	-	-	 D1

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
CALE-HANCHES						
	 P1S / P1M/P1L					
P1S	Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	83,69 €	88,29 €	
P1M	Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	83,69 €	88,29 €	
P1L	Cale-hanches L (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	83,69 €	88,29 €	
SUPPORTS DORSAUX						
	 P2S / P2M/P2L					
P2S	Support dorsal S (livré avec tige de selle ajustable)	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	92,99 €	98,10 €	

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm	
P2M	Support dorsal M (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	92,99 €	98,10 €		
P2L	Support dorsal L (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	92,99 €	98,10 €		
SUPPORTS DORSAUX + CALE-HANCHES				P3S / P3M / P3L			
P3S	Support dorsal & Cale-hanches S (livré avec tige de selle ajustable)	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	138,14 €	145,74 €		
P3M	Support dorsal & Cale-hanches M (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	138,14 €	145,74 €		

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
P3L	Support dorsal & Cale Hanches L (livré avec tige de selle ajustable)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	138,14 €	145,74 €	

TIGES DE SELLES SPÉCIALES

P4S	Tige de selle Ajustable S (<i>hauteur + 5cm</i>)	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	41,18 €	43,44 €	 P4S / P4M P5
P4M	Tige de selle Ajustable M (<i>hauteur + 5cm</i>)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	41,18 €	43,44 €	
P5	Tige de selle avec amortisseur (incompatible avec P4)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	57,12 €	60,26 €	

SANGLES NEOFLEX

U80	Ceinture Neoflex	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	Pour les tailles et les tarifs, consultez la fiche de mesures Neoflex sur notre site www.vermeiren.fr Rubrique produits > accessoires	 U80 U73 U79
U73	Harnais Neoflex	Tous modèles			
U79	Harnais Épaule Néoflex	Tous modèles			

PÉDALES ET CALE-PIEDS SPÉCIAUX





F1	Pédales avec sangles de maintien (la paire)	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	39,85 €	42,04 €	 F1
F2	Cale-pieds avec sangles de maintien (la paire)	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	50,49 €	53,27 €	 F2

REPOSE-PIEDS À FIXATION VELCRO



















F3S / F3M / F3L

F3S	Repose-pieds à fixation Velcro - S (la paire)	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	107,59 €	113,51 €	
F3M	Repose-pieds à fixation Velcro - M (la paire)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	107,59 €	113,51 €	
F3L	Repose-pieds à fixation Velcro - L (la paire)	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	107,59 €	113,51 €	

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
TUTEUR DE CHEVILLE AVEC REPOSE-PIED À FIXATION VELCRO 						F4SL F4SR F4ML F4MR F4LL F4LR
F4SL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille S - Gauche	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	114,23 €	120,51 €	
F4SR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille S - Droit	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	114,23 €	120,51 €	
F4ML	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille M - Gauche	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	114,23 €	120,51 €	
F4MR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille M - Droit	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	114,23 €	120,51 €	
F4LL	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille L - Gauche	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	114,23 €	120,51 €	
F4LR	Tuteur de cheville avec repose-pied à fixation Velcro - Taille L - Droit	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	114,23 €	120,51 €	


OPTIONS ET ACCESSOIRES

F5	Pédales ajustables en longueur - 2 positions	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	61,10 €	64,46 €	 F5  E1S / E1M / E1L  E2  E3  E6  E7  E8L / E8R  E9
E1S 1912544	Poignée de poussée S (fixée sous panier)	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	57,12 €	60,26 €	
E1M 1916647	Poignée de poussée M (fixée sous panier)	2217	<input type="checkbox"/>	57,12 €	60,26 €	
E1L 1912542	Poignée de poussée L (fixée sous panier)	2219	<input type="checkbox"/>	57,12 €	60,26 €	
E2	Kit éclairage	2217, standard sur le 2219	<input type="checkbox"/>	111,58 €	117,72 €	
E3	Compteur Kilométrique	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	75,72 €	79,88 €	
E6	Porte béquilles	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	30,55 €	32,23 €	
E7	Porte gourde	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	19,93 €	21,03 €	
E8L	Rétroviseur à gauche	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	59,78 €	63,07 €	
E8R	Rétroviseur à droite	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	59,78 €	63,07 €	
E9	Sangles de maintien des mains	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	74,38 €	78,47 €	
E10S	Support de maintien des mains avec sangles	2202 et 2215	<input type="checkbox"/>	38,53 €	40,65 €	 E10S/E10M/E10L largeur x longueur S = 60 x 130 mm M = 90 x 150 mm L = 120 x 170 mm
E10M	Support de maintien des mains avec sangles	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	38,53 €	40,65 €	
E10L	Support de maintien des mains avec sangles	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	38,53 €	40,65 €	

Référence	Désignation	Compatibilité		Prix public HT	Prix public TTC	Dimensions en mm
E11S	Manchons - S	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	51,81 €	54,66 €	 largeur x longueur S = 40 x 80 mm M = 50 x 90 mm L = 60 x 90 mm
E11M	Manchons - M	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	51,81 €	54,66 €	
E11L	Manchons - L	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	51,81 €	54,66 €	
-	Selle standard	Tous modèles	S	○	-	 E12  E18  E13
E12	Selle confort	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	39,85 €	42,04 €	
E18	Selle type "banane"	2217	<input type="checkbox"/>	89,00 €	93,90 €	
E13	Home trainer (système d'exercice à domicile - incompatible E-Tricycles)	2215, 2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	212,52 €	224,21 €	
NM	Commande à gauche	Tous modèles	<input type="checkbox"/>	33,21 €	35,04 €	
23	Différentiel	2219	S	○	-	
PANIER ET TOP CASES						
E14	Panier avant	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	44,38 €	46,82 €	 E14  E4  E5
E4	Panier vintage à l'arrière	2219	<input type="checkbox"/>	167,36 €	176,56 €	
E5	Top Case	2217 et 2219	<input type="checkbox"/>	217,83 €	229,81 €	
TOTAL :						

Comment choisir mon tricycle?

Le choix de la taille d'un tricycle est déterminé par la longueur totale intérieure de la jambe (A) - (distance totale, jambe tendue, du plis de l'aîne jusqu'au talon) Il faut ensuite comparer ce chiffre aux mesures sol-selle et selle-pédale ci-dessous.



2202	2215	2217	2219
distance sol-selle 50 à 64 cm	61 à 76 cm	72 à 86 cm	81 à 90 cm
distance selle-pédale 39 à 52 cm	48 à 65 cm	59 à 78 cm	64 à 88 cm

à partir de 3 ans

Modèles : AQUA - SAFARI

à partir de 8 ans

Modèles : HAPPY - SPORTY


à partir de 14 ans

Modèles : FREEDOM E-tricycle

adultes

Modèles : LAGOON - VINTAGE E-tricycle

Outil d'aide pour trouver le tricycle à sa taille




Il vous intéresse?
Contactez votre service commercial

Quelle est la différence entre un pignon fixe et un pignon libre ?

Un pignon fixe est un tricycle dont le pignon de la roue arrière, ordinairement monté en roue libre, est monté sans roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière est solidaire au pignon. Quand vous pédalez en avant ou en arrière, votre roue tourne dans le sens de pédalage.


Un pignon libre est un tricycle dont le pignon de la roue arrière est monté en roue libre, c'est-à-dire que la roue arrière n'est pas solidaire au pignon. Il permet donc au cycliste de ne pas avoir à pédaler tout le temps sans pour autant que les mouvements du pignon ne s'arrêtent.

Pignon fixe



Vous pouvez pédaler en avant et en arrière.

Pignon libre



Vous pouvez pédaler en avant uniquement.